

ELEMENTEL

ANALİTİK SARF & NUMUNE HAZIRLAMA


- Üstün Kalite
- Uygun Fiyat
- Ürün Çeşitliliği
- Planlı Stok

Bu bröşürde yer alan fiyatlara KDV dahil değildir.

Agilent GC Kolonlar



KOD	AÇIKLAMA	UZUNLUK (m)	İÇ ÇAP (mm)	FİLM KALINLIĞI (µm)	FİYAT (\$)
122-7062	Agilent J&W DB-WAX GC Kolon	60	0,25	0,25	1.270,00
CP7675	Agilent J&W CP-Sil 5 CB GC Kolon	25	0,53	5,00	792,00
122-2932E	Agilent J&W DB-225ms GC Kolon	30	0,25	0,25	841,00
123-0763	Agilent J&W DB-1701 GC Kolon	60	0,32	1,00	1.354,00
125-1332	Agilent J&W DB-1301 GC Kolon	30	0,53	1,00	850,50



Agilent HPLC Kolonlar



Kod	Açıklama	Uzunluk (mm)	İç Çap (mm)	Partikül Boyutu (µm)	Pore (Å)	End Capped	Yüzey Alanı (m²/g)	Sıcaklık Limiti (°C)	pH Aralığı	Karbon Yüklü (%)	Dayanım Basıncı (Bar)	Usp	Fiyat (\$)
880975-302	ZORBAX HPLC Kolon StableBond SB-C18 (Reversed Phase)	250	3,0	5,0	80	Hayır	180	90	0,8-8,0	10	600	L1	884,25
883975-302	ZORBAX HPLC Kolon StableBond SB-C18 (Reversed Phase)	150	3,0	5,0	80	Hayır	180	90	0,8-8,0	10	600	L1	807,30
959961-902	ZORBAX HPLC Kolon Eclipse Plus C18 (Reversed Phase)	100	4,6	3,5	95	Çift	160	60	2,0-9,0	9	600	L1	770,00
959943-902	ZORBAX HPLC Kolon Eclipse Plus C18 (Reversed Phase)	50	4,6	3,5	95	Çift	160	60	2,0-9,0	9	600	L1	657,50
959757-902	ZORBAX HPLC Kolon Eclipse Plus (RRHD) C18 (Reversed Phase)	50	2,1	1,8	95	Çift	160	60	2,0-9,0	9	1200	L1	951,00
935967-906	ZORBAX HPLC Kolon Eclipse XDB-C8 (Reversed Phase)	50	4,6	3,5	80	Çift	180	60	2,0-9,0	7,6	600	L7	591,30
695975-902	InfinityLab HPLC Kolon Poroshell 120 EC-C18 (Reversed Phase)	100	4,6	2,7	120	Çift	130	60	2,0-8,0	10	600	L1	988,00

Agilent Kapiler



KOD	AÇIKLAMA	TOPLAM UZUNLUK	EFEKTİF UZUNLUK	İÇ ÇAP	AMBALAJ	FİYAT (\$)
G1600-60232	Agilent CE extended light path (3x) capillary, bare fused	48,5 cm	40 cm	50 µm	2 adet/paket	206,50



Bischoff HPLC Kolonlar



Kod	Açıklama	Uzunluk (mm)	İç Çap (mm)	Partikül Boyutu (µm)	Pore (Å)	End Capped	Yüzey Alanı (m ² /g)	Sıcaklık Limiti (°C)	pH Aralığı	Karbon Yüklü (%)	Dayanım Basıncı (Bar)	Usp	Fiyat (€)
2546C185PS050	ProntoSIL HPLC Kolon 60-5-C18H (Reversed Phase)	250	4,6	5,0	60	Evet	450	50	3,0-8,0	18,5	N/A	L1	290,00

Waters UPLC Kolonlar



Kod	Açıklama	Uzunluk (mm)	İç Çap (mm)	Partikül Boyutu (µm)	Pore (Å)	End Capped	Yüzey Alanı (m ² /g)	Sıcaklık Limiti (°C)	pH Aralığı	Karbon Yüklü (%)	Dayanım Basıncı (Bar)	Usp	Fiyat (\$)
186003532	Acquity UPLC/UHPLC Kolon HSS C18 (Reversed Phase)	50	2,1	1,8	100	Evet	230	45	1,0-8,0	15	1241	L1	995,40

Phenomenex HPLC Kolonlar



Kod	Açıklama	Uzunluk (mm)	İç Çap (mm)	Partikül Boyutu (µm)	Pore (Å)	End Capped	Yüzey Alanı (m ² /g)	Sıcaklık Limiti (°C)	pH Aralığı	Karbon Yüklü (%)	Dayanım Basıncı (Bar)	Usp	Fiyat (\$)
00D-4256-Eo	Luna® HPLC Kolon Phenyl-Hexyl (Reversed Phase)	100	4,6	3,0	100	Evet	400	60	1,5-10,0	17,5	345	L11	685,00

Akzo Nobel HPLC Kolonlar



Kod	Açıklama	Uzunluk (mm)	İç Çap (mm)	Partikül Boyutu (µm)	Pore (Å)	End Capped	Yüzey Alanı (m ² /g)	Sıcaklık Limiti (°C)	pH Aralığı	Karbon Yüklü (%)	Dayanım Basıncı (Bar)	Usp	Fiyat (€)
EH2CLD10	Kromasil® Eternity™ HPLC Kolon 2.5-C18 (Reversed Phase)	100	2,1	2,5	100	Tescilli	330	60	1,0-12,0	14	400	L1	499,00
EH2PXA10	Kromasil® Eternity™ HPLC Kolon 2.5-PhenylHexy (Reversed Phase)	100	4,6	2,5	100	Tescilli	330	60	2,0-12,0	12	400	L11	499,00

Dr-Maisch HPLC Kolonlar



Kod	Açıklama	Uzunluk (mm)	İç Çap (mm)	Partikül Boyutu (µm)	Pore (Å)	End Capped	Yüzey Alanı (m ² /g)	Sıcaklık Limiti (°C)	pH Aralığı	Karbon Yüklü (%)	Dayanım Basıncı (Bar)	Usp	Fiyat (€)
r65.om.S2546	ReproSil® HPLC Kolon Chiral-OM (Normal Phase)	250	4,6	5,0	1000	N/A	N/A	40	N/A	N/A	150	L40	1.250,00

Supelco HPLC Kolonlar



Supelco®
Analytical Products

Kod	Açıklama	Uzunluk (mm)	İç Çap (mm)	Partikül Boyutu (µm)	Pore (Å)	End Capped	Yüzey Alanı (m ² /g)	Sıcaklık Limiti (°C)	pH Aralığı	Karbon Yüklü (%)	Dayanım Basıncı (Bar)	Usp	Fiyat (€)
50192-U	Partisil™ HPLC Kolon 10 ODS (C18) (Reversed Phase)	250	4,6	10,0	85	Hayır	350	70	N/A	5	N/A	L1	1080,00

Thermo Scientific HPLC Kolonlar



ThermoFisher
SCIENTIFIC

Kod	Açıklama	Uzunluk (mm)	İç Çap (mm)	Partikül Boyutu (µm)	Pore (Å)	End Capped	Yüzey Alanı (m ² /g)	Sıcaklık Limiti (°C)	pH Aralığı	Karbon Yüklü (%)	Dayanım Basıncı (Bar)	Usp	Fiyat (€)
28105-254630	Hypersil™ HPLC Kolon BDS C18 (Reversed Phase)	250	4,6	5,0	130	Evet	170	60	2,0-8,0	11	400	L1	475,00

Thermo Scientific Rezervuarlar

ThermoFisher
SCIENTIFIC

KOD	AÇIKLAMA	FİYAT (€)
95128080	Reaktif Rezervuar Demo Paketi 3x5 adet (15 adet/paket)	25,00



Thermo Scientific Pipetler

ThermoFisher
SCIENTIFIC

KOD	AÇIKLAMA	HACİM ARALIĞI	ARTIŞ	RENK KODU	FİYAT (€)
4641100N	Finnpipette™ F1 Değişken Hacimli Tek Kanallı Pipet	100-1000 µL	1 µL	Mavi	250,00



Eppendorf Pipetler

eppendorf

KOD	AÇIKLAMA	HACİM ARALIĞI	ARTIŞ	RENK KODU	FİYAT (€)
3120000046	Research® Plus Değişken Hacimli Tek Kanallı Pipet	10-100 µL	0,1 µL	Sarı	258,00



Whatman Şırınga Ucu Filtreler



	KOD	AÇIKLAMA	FİLTRE ÇAPİ (mm)	GÖZENEK BOYUTU (µm)	STERİLİTE	GÖVDE MALZEMESİ	FİYAT (€)
	WHA10463050	SPARTAN HPLC Şırınga Ucu Filtre, Rejenere Selüloz (RC), 96 adet/paket	30	0,45	Hayır	Polikarbonat (PC)	200,00

ALWSCI Emniyet Kapakları



	KOD	AÇIKLAMA	RENK	İÇ GÖVDE	DIŞ KAPAK	FİYAT (€)
	GL45-316-R	GL45 Emniyet Kapağı, Kırmızı, Üç delikli, 1/16" Dış Çaplı borular için	Kırmızı	PTFE	Polipropilen	25,00

ALWSCI Vialler



	KOD	AÇIKLAMA	RENK	ÖLÇÜ	HACİM	FİYAT (€)
	2ML-9-V1002	Vial, Düz Taban, 9-425 Geniş Ağızlı Vida Dişli, Etiketli, 100 adet/paket	Şeffaf Cam	12x32	2ml	10,00

S.C.A.T Konteynerler



	KOD	AÇIKLAMA	MALZEME	DIŞ ÖLÇÜSÜ	İÇERİK	EBATLAR G x Y x D (mm)	FİYAT (€)
	108-042	Entegre şamandıralı konteyner Sıvı laboratuvar atıklarını güvenle toplayın! Entegre edilmiş şamandıra, aşırı doldurmayı önlemek için zamanında bir uyarı verir	PE-HD, siyah, elektrik iletken	S 60/61	10 Litre	185x280x290	220,00


Witeg Manyetik Karıştırıcılar



	KOD	AÇIKLAMA	KAPASİTE	HIZ	SICAKLIK	FİYAT (USD)
	MSH-20DSET	Manyetik Karıştırıcı Isıtcılı PT1000 Sıcaklık Sensörlü	20 Litre	80 - 1500 rpm	Maks 380°C	519,20

Mayasan Mikro Termal Yazıcı



	KOD	AÇIKLAMA	FİYAT (€)
	855-MT	Mikro termal yazıcı, Milkana Superior ve Express cihazları için	150,00




Hahnemühle Kantitatif Filtre Kağıtları



	KOD	AÇIKLAMA	TUTMA ARALIĞI	AKIŞ HIZI	AĞIRLIK (g/m ²)	ÇAP (mm)	KALINLIK (mm)	AMBALAJ	FİYAT (€)
	DP5893150	Kantitatif Filtre Kağıdı	< 2 µm	Yavaş	84	150	0,16	100 adet/paket	60,60

Hahnemühle Cam Elyaf Filtre Kağıtları



	KOD	AÇIKLAMA	BAĞLAYICI	AZAMI SICAKLIK (°C)	ÇAP (mm)	KALINLIK (mm)	AMBALAJ	FİYAT (€)
	GF50025	Cam Mikroelyaf Filtre Kağıdı	Bağlayıcısız	500	25	0,29	100 adet/paket	32,70
	GF50047	Cam Mikroelyaf Filtre Kağıdı	Bağlayıcısız	500	47	0,29	100 adet/paket	45,90
	GF6025	Cam Mikroelyaf Filtre Kağıdı	İnorganik Bağlayıcı	500	25	0,35	100 adet/paket	25,60

Hahnemühle Kalitatif Filtre Kağıtları




	KOD	AÇIKLAMA	TUTMA ARALIĞI	AKIŞ HIZI	AĞIRLIK (g/m ²)	ÇAP (mm)	KALINLIK (mm)	AMBALAJ	FİYAT (€)
	DP593047	Kalitatif Filtre Kağıdı	2-5 µm	Orta-Yavaş	84	47	0,17	100 adet/paket	13,72

Hahnemühle Tohum Test Kağıtları




Hahnemühle

	KOD	AÇIKLAMA	EBAT (mm)	AĞIRLIK (g/m ²)	KALINLIK (mm)	RENK	FİYAT (€)
	36335858	Tohum Çimlendirme Test Kağıdı, Yaprak Şeklinde, 100 adet/paket	580 x 580	300	0,65	Açık Mavi	332,70
	3633120160	Tohum Çimlendirme Test Kağıdı, Yaprak Şeklinde, 200 adet/paket	120 x 160	300	0,65	Açık Mavi	67,18

Hahnemühle Ekstraksiyon Kartuşları



Hahnemühle

	KOD	AÇIKLAMA	EBAT (mm)	AZAMI SICAKLIK (°C)	AMBALAJ	FİYAT (€)
	90030080	Soxhlet Ekstraksiyon Kartuşu	30x80	130	25 adet/paket	92,10
	90033080	Soxhlet Ekstraksiyon Kartuşu	33x80	130	25 adet/paket	98,60
	90033094	Soxhlet Ekstraksiyon Kartuşu	33x94	130	25 adet/paket	98,60



TÜM GÜN DEVAM EDEN SİPARİŞ!

Tel İzmir: (0232) 472 17 11

Tel İstanbul: (0212) 529 43 19

Faks: (0232) 472 17 11

Mail: bilgi@elementel.com

WEBSITEMİZİ ZİYARET EDİN:

www.elementel.com

Bu bröşürde yer alan fiyatlara KDV dahil değildir.